

# AVANOS

Soins de bouche

Kits de soins de bouche & composants individuels

## PLUS DE CHOIX. PLUS DE CONFORMITÉ. PLUS DE FACILITÉ D'UTILISATION.

Une gamme complète de solutions de soins de bouche conçue par des infirmiers,  
pour les infirmiers

mini



# POUR LES PATIENTS SOUS VENTILATION MÉCANIQUE, LES SOINS DE BOUCHE SONT DES SOINS CRITIQUES



## L'IMPORTANCE DES SOINS DE BOUCHE DANS L'ENVIRONNEMENT DES SOINS INTENSIFS EST BIEN DOCUMENTÉE.<sup>5</sup>

- 63% des patients admis en soins intensifs ont une colonisation orale avec des agents pathogènes associés à la PAVM.<sup>6</sup>
- L'absence de flux salivaire adéquat chez les patients intubés en unité de soins intensifs provoque une grave xérostomie (bouche sèche), qui peut contribuer au développement de mucosite (inflammation des tissus buccaux), et une colonisation oropharyngée par des bactéries gram-négatives.<sup>7</sup>
- Si un patient intubé ne reçoit pas de soins buccaux efficaces et complets, la plaque bactérienne se développe sur les dents dans les 48 heures.<sup>8</sup>
- Lorsque la plaque dentaire augmente, le risque de pneumopathie augmente de même.<sup>10</sup>



Sans soins de bouche complets, la plaque dentaire s'accumule et augmente le risque de PAVM.<sup>9</sup>

- Des soins buccaux complets sont systématiquement reconnus comme critiques afin de prévenir la PN et la PAVM par des organisations de pointe telles que :
  - NHS : National Health Service, UK<sup>15</sup>
  - Centers for Disease Control and Prevention (CDC)<sup>17</sup>
  - Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)<sup>11</sup>
  - American Association of Critical Care Nurses (AACN)<sup>12</sup>
  - Institute for Healthcare Improvement (IHI)<sup>13</sup>
  - Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO); Robert Koch-Institut<sup>16</sup>

# LA PAVM EST UNE PRÉOCCUPATION CLINIQUE MAJEURE... ASSOCIÉE À UNE INCIDENCE, UNE MORTALITÉ ET DES COÛTS ÉLEVÉS<sup>1</sup>.

## IL EST UTILE DE PRENDRE DES MESURES POUR ÉVITER NE SERAIT-CE QU'UN SEUL CAS DE PAVM.

- Environ **60%** des décès de patients atteints de maladies nosocomiales sont liés à une pneumopathie nosocomiale et le taux de mortalité est plus élevé chez les patients qui développent une PAVM.<sup>1</sup>
- Environ **8% à 28%** des patients en soins intensifs développent une PAVM.<sup>2</sup>
- Les patients atteints de pneumopathie nosocomiale ont un taux de mortalité de **20% à 41%**.<sup>3</sup>
- La PAVM allonge de **4 à 6 jours** la durée de séjour des patients en unité de soins intensifs.<sup>4</sup>
- On estime que chaque cas de PAVM génère un coût supplémentaire de **33.000 €**.<sup>4</sup>

Avanos s'engage à fournir une gamme de solutions cliniques innovantes, efficaces pour aider les médecins à réduire les facteurs de risques de PAVM, dont :

**MICROCUFF<sup>®</sup> Sondes d'intubation endotrachéales**

**AVANOS<sup>®</sup> Sonde de prélèvement Mini-BAL**

**AVANOS<sup>®</sup> Systèmes d'aspiration clos à nettoyage turbo**

**AVANOS<sup>®</sup> Système de soins de bouche**

**(kits, composants/ensembles et programme de conformité)**

### MAINTENANT DISPONIBLES :

AVANOS<sup>®</sup> Kit de soins de bouche (q4), mini kit et composants individuels

**AVANOS<sup>®</sup>**  
Kit de soins de bouche - q4



**AVANOS<sup>®</sup>**  
Kit de soins de bouche avancé












**AVANOS<sup>®</sup>**  
Kit de soins de bouche modéré



**AVANOS<sup>®</sup>**  
Kit de soins de bouche - Mini



## UNE GAMME DE PRODUITS... POUR SATISFAIRE À TOUT PROTOCOLE.

COMPOSANTS/ENSEMBLES	CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
<p><b>AVANOS* SACHET PREP PACK</b> comprend une canule de Yankauer gainée autonettoyante, une poignée d'aspiration, un adaptateur « Y »</p> 	<p>Canule de Yankauer gainée autonettoyante avec technologie de joint PEEP</p>  <p>Embout atraumatique à débit élevé avec trous multiples</p> <p>Poignée d'aspiration de conception ergonomique qui s'adapte sur tout outil d'aspiration</p> <p>Interrupteur marche-arrêt souple sur la poignée d'aspiration</p> <p>Conception de clip sur la poignée d'aspiration</p> <p>Raccord « Y »</p>	<p>Nettoie les sécrétions et débris du manche après aspiration.</p>  <p><b>AVANOS* Canule de Yankauer</b> avec gaine autonettoyante après utilisation... <b>sans rinçage.</b></p>  <p><b>Canule de Yankauer standard</b> sans gaine autonettoyante après utilisation... <b>avec rinçage.</b></p> <p>Permet une élimination rapide et efficace des sécrétions.</p> <p>Permet au prestataire de soins d'effectuer plus confortablement la procédure de nettoyage.</p> <p>Permet une commande aisée de l'aspiration. Bouton souple pour le confort des infirmiers.</p> <p>Permet un stockage aisé et plus propre entre les utilisations.</p> <p>Permet des fonctions multiples avec un récipient.</p>
<p><b>AVANOS* SACHET DE BROSSES À DENTS</b> comprend une brosse à dents d'aspiration, un bâtonnet mousse d'application</p> 	<p>Brosse à dents souple moulée en une pièce avec soies souples et flexibles</p> 	<p>Empêche les soies de tomber. Nettoie les débris et les sécrétions d'aspiration. Le brossage des dents contribue à éliminer la plaque dentaire.<sup>13</sup></p>
<p><b>AVANOS* SACHET DE BÂTONNETS MOUSSE ASPIRANTS</b> comprend un bâtonnet d'aspiration, un bâtonnet mousse d'application</p> 	<p>Bâtonnet mousse aspirant coudé avec embout éponge doux</p>  <p>Bâtonnet avec large capacité d'aspiration</p>	<p>Facilite l'accès à la bouche du patient depuis le côté du lit. Stimule, nettoie et rafraîchit la muqueuse buccale.</p> <p>Réduit le risque d'occlusion.</p>
<p><b>AVANOS* CATHÉTERS D'ASPIRATION</b></p> 	<p>Tuyau flexible</p>	<p>Permet une manœuvre flexible lors de l'aspiration de la zone oropharyngée.</p>

# AVANOS LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE RISQUES CONNUS DE PAVM GRÂCE À DES KITS DE SOINS DE BOUCHE FLEXIBLES, SIMPLES D'UTILISATION

## CARACTÉRISTIQUES DES KITS DE SOINS DE BOUCHE AVANOS\* POUR ADULTES :

- Emballage avec code couleur, permettant aux soignants d'identifier aisément des emballages spécifiques de composants et de surveiller le respect des soins de bouche.
- Conception rectangulaire du kit avec suspension murale, le rendant plus facilement accessible dans la chambre du patient afin de faciliter l'observance.
- Emballages individuels qui permettent aux soignants de choisir l'outil adéquat au bon moment, selon les besoins du patient et le protocole de l'hôpital.

9 cliniciens sur 10 admettent que AVANOS\* Kit de soins de bouche q4 encourage la fréquence des soins de bouche<sup>†</sup>

### AVANOS\* KIT DE SOINS DE BOUCHE - q4 | ART. 99946

Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures

- 1 - **Sachet Prep Pack** (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord « Y » et 1 poignée d'aspiration)
- 2 - **Sachets de brosses à dents** (comprend 1 brosse à dents d'aspiration, 1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
- 4 - **Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants** (comprend 1 bâtonnet aspirant, 1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)

#### 2 - Cathéters d'aspiration

Conditionnement : 16/boîte



### AVANOS\* KIT DE SOINS DE BOUCHE AVANCÉ | ART. 25928

Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures

- 1 - **Sachet Prep Pack** (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord « Y » et 1 poignée d'aspiration)
- 2 - **Sachets de brosses à dents** (comprend 1 brosse à dents d'aspiration, 1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
- 4 - **Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants** (comprend 1 bâtonnet aspirant, 1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)

Conditionnement : 24/boîte



### AVANOS\* KIT DE SOINS DE BOUCHE MODÉRÉ | ART. 25930

Pour protocole de soins de bouche standard

- 1 - **Sachet Prep Pack** (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord « Y » et 1 poignée d'aspiration)
- 1 - **Sachet de brosses à dents** (comprend 1 brosse à dents d'aspiration, 1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
- 2 - **Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants** (comprend 1 bâtonnet aspirant, 1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)

Conditionnement : 32/boîte



# TOUTE LA COMMODITÉ ET LA FACILITÉ D'UTILISATION DE KITS DE SOINS DE BOUCHE, AVEC DES COMPOSANTS CONÇUS POUR LES PETITS PATIENTS.

## LES NOUVEAUX AVANOS\* KITS DE SOINS DE BOUCHE MINI COMPRENNENT :

- Carton distributeur pratique avec packs à code de couleurs permettant au personnel soignant de sélectionner le bon outil au bon moment, selon les besoins du patient et le protocole de l'établissement.
- Le guide chronologique à code de couleurs sur le carton facilite l'identification de packs spécifiques et aide à suivre l'observance des soins de bouche.
- La canule de Yankauer avec pointe atraumatique à débit élevé permet l'enlèvement rapide et efficace des sécrétions buccales. La gaine auto-nettoyante avec technologie de joint PEEP la conserve plus sèche et propre entre les utilisations

## AVANOS\* MINI KIT DE SOINS DE BOUCHE | ART. 970008-5


Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures

**1 - Sachet Prep Pack** (réutilisable - comprend 1 canule de Yankauer gainée autonettoyante)

**2 - Sachets de brosses à dents** (comprend 1 brosse à dents d'aspiration, 1 mini bâtonnet mousse, 1 cupule vide pour solution et 1 mini 8F cathéter d'aspiration)

**3 - Sachets de mini bâtonnets mousse** (comprend 1 mini bâtonnet d'aspiration, 1 mini bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)

Conditionnement : 24/boîte



1 Kollef MH. What is ventilator-associated pneumonia and why is it important? *Respiratory Care* 2005 June; 50(6):714-724  
2 Chastre J, Fagon J. Ventilator-Associated Pneumonia. *Crit Care Med* 2002; 165: 867-903  
3 Ventilator-Associated Pneumonia. *Crit. Care Nurse*. June 2008; 28:83-85.  
4 Rello J, Ollendorf D, Oster G, Vera-Llonch M, Bellm L, et al. Epidemiology and Outcomes of Ventilator-Associated Pneumonia in a Large US Database. *Chest*. 2002; 122:2115-2121.  
5 Fitch J. Oral Care in the ICU. *American Journal of Critical Care* 1999 Sept; Vol. 8 No. 5; 324-318.  
6 Cason CL et al: Nurses' implementation of guidelines for VAP from CDC, *AM J Crit Care*. 2007 Jan; 16(1).  
7 Dennessen, P, et. al. Inadequate salivary flow and poor oral mucosal status in intubated intensive care unit patients, *Crit Care Med* 2003 Vol. 31, No. 3  
8 Bagg, J. et al, *Essentials for Microbiology*, Chapter 21, Oxford University Press, 1999  
9 Berry, A et al. Oral hygiene as a critical nursing activity in the intensive care unit. *Intensive and Critical Care Nursing* (2006) 22, 318-328.  
10 Fourier. E. Effects of dental plaque antiseptic decontamination on bacterial colonization and nosocomial infections in critically ill patients, *Intensive Care Med* (2000) 26:1.

11 APIC. Preventing Ventilator-Associated Pneumonia 2004  
12 AACN News Vol. 23 No. 8 Aug 2006  
13 5 Million Lives Campaign. Getting Started Kit: Prevent Ventilator-Associated Pneumonia How-to-Guide. Cambridge, MA: Crit Care Med 2003 Vol. 31, No.3  
14 Garcia, R. A review of the possible role of oral and dental colonization on the occurrence of healthcare-associated pneumonia: underappreciated risk and a call for interventions. *Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology*, 2005, Vol. 33 No9, pp. 527-542.  
15 High Impact Intervention Care bundle to reduce ventilation-association pneumonia; National Resource for Infection Control, 2011  
16 Prevention of ventilator-associated pneumonia. Updated recommendation of KRINKO Nov 2013  
17 CDC. Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Pneumonia, 2003. Recommendations of the CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. *MMWR* 2004; 53 (No. RR-3)  
† 354 évaluations de produits de 27 hôpitaux ont été réalisées par des infirmiers et des thérapeutes respiratoires.

Ces produits sont des dispositifs médicaux de Classe I ou IIa portant le marquage CE et visant au maintien de l'hygiène de la cavité buccale (aspiration/nettoyage/rafraîchissement). Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Avanos Medical, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde, avertissements et instructions de la notice d'utilisation. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

# AVANOS

Pour de plus amples informations,  
envoyez un e-mail à [serviceclients@avanos.com](mailto:serviceclients@avanos.com)