


# Passy Muir®

## Passy Muir® tracheostomie educatiemodellen

De Passy Muir educatiemodellen zijn ontworpen voor gebruik door zorgverleners om studenten, families, patiënten, klinici en iedereen die te maken heeft met tracheostoma zorg op te leiden over tracheostomie in de luchtweg en de juiste toepassing van de Passy Muir®-klep. Er zijn drie varianten beschikbaar: De P.A.M., T.O.M. en POCKET .T.O.M.




### TRACHEOSTOMIE P.A.M.™ PEDIATRIC

Dit luchtwegmodel (P.A.M. staat voor Pediatric Airway Model) illustreert de geschatte anatomie van een peuter (2-4 jaar).


In overeenstemming met deze anatomie zijn de epiglottis en stembanden vertegenwoordigd in een hoge positie, het zachte gehemelte en de tong zijn groter in verhouding tot de totale grootte van de mondholte. De stembanden van dit P.A.M. model worden weergegeven in een anterieure schuine positie en is ontworpen om een pediatrische maat tracheacanule te plaatsen. P.A.M. is verpakt met handige educatieve accessoires om het mogelijk te maken een breed scala aan onderwijs met betrekking tot tracheostomie te bieden.

De kit bevat drie Passy Muir® spreekkleppen, een gecuffte tracheostomie canule en een spuitje voor onderwijsdoeleinden.



### TRACHEOSTOMIE T.O.M. ADULT

De T.O.M. (Staat voor Tracheostomy Observation Model) Adult is idem aan de P.A.M. maar dan in een volwassen anatomie uitvoering. De kit bevat drie Passy Muir® spreekkleppen, een gecuffte tracheacanule en een spuitje voor onderwijsdoeleinden. Ook een neussonde voor de nasogastrische weg wordt meegeleverd.



### POCKET T.O.M.

Dit is een zakformaat tracheostomie observatiemodel.

**Wilt u meer informatie over (een van) de producten van Passy Muir? Neem contact op met het Customer Service Team van MC Europe. Ze helpen u graag verder!**

📍 Roermondseweg 82, 6004 AT Weert

☎ +31(0)495 452238

✉ info@mc-europe.nl