


"T-Piece Reanimatie voor elk NICU-bed!"

"Hun ademhaling is onze zorg" en daarbij staat veiligheid boven alles. Daarom presenteren wij u de Neo Tee®

De Neo-Tee® is het "T-piece" beademingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor neonaten, baby's en kinderen tot 10 kg lichaamsgewicht. De standaard ingebouwde manometer en het overdrukventiel geven optimale controle en waarborgen veiligheid voor de patiënt.



Neo Tee®



Neo Tee® in-line

Neo Tee® - Disposable T-piece beademingsapparaat

- Zorgt voor optimale controle en veiligheid tijdens reanimatie
- Levert vooraf ingestelde PIP en PEEP
- Eenvoudig aan te sluiten op een standaard zuurstofaansluiting
- Geen apparatuur nodig daardoor eenvoudig in gebruik
- DEHP-vrij
- Reanimatie van zuigelingen onmiddellijk in de verloskamer mogelijk
- Ook geschikt voor transport bijvoorbeeld voor ambulancediensten.
- Ook inline-versie verkrijgbaar

Wilt u meer informatie over de Neo Tee? Neem contact op met het Customer Service Team van MC Europe. Ze helpen u graag verder!

📍 Flight Forum 1500, 5657 EZ Eindhoven

☎ +31 (0)85-487 21 21

✉ info@mc-europe.nl