

# Pas(t) het goed, dan werkt het zoals het moet

## HRI Non invasieve V2 maskers



voor comfort & veiligheid

De **Hans Rudolph non-invasieve V2 beademingsmaskers** zijn dé standaard op het gebied van mond-neus maskers. De zeer zorgvuldig ontwikkelde full face maskers zorgen voor een perfecte pasvorm zonder lekkages wat het draagcomfort en de acceptatie van het masker bij de patiënt erg hoog maakt. Het masker is leverbaar in een reusable en disposable uitvoering met verschillende koppelingen voor diverse beademingsmogelijkheden.



# Non invasieve V2 maskers van Hans Rudolph zijn exclusief verkrijgbaar bij MC Europe

De belangrijkste kenmerken van de Hans Rudolph maskers:

- Unieke gepatenteerde kin cup wat voorkomt dat het masker zijn positie verliest en waardoor er geen voorhoofdstabilisator nodig is;
- In 5 maten voor nog betere pasvorm zowel in disposable als reusable uitvoering verkrijgbaar.
- Maskers zijn zeer licht wat het draagcomfort verhoogt;
- Gezicht afdichtende flens met geribbelde overlay voor een gecontroleerde beademing.
- Het dragen van een bril is mogelijk!

## Met het meetlatje meten, is het juiste V2 masker weten!

Gebruik altijd het meetlatje van HRI om te bepalen welke maat het beste bij de patiënt past. Let op dat het HRI masker groter valt dan andere op de markt. In sommige gevallen hebben patiënten een maat of zelfs twee maten kleiner dan wat ze bij een ander merk hebben gedragen. MC Europe biedt grotere maten om ervoor te zorgen dat het op een grotere variatie aan gezichtstypes past.



Zet het meetlatje op het diepste punt van de neusbrug en op de kin. Lees de maat af ten hoogste van de onderkant van de kin. Wanneer deze tussen 2 maten valt adviseren wij de kleinste maat te kiezen.

# V2™ serie maskers: beschikbaar in drie verschillende kleurgecodeerde 360° swivels



## **GROEN N.I.V. Non-invasieve Beademing**

Voor gebruik met IC-beademingsapparaat.

Deze swivels bevatten GEEN CO<sub>2</sub>-ventilatie, GEEN anti-verstikkingsklep.

Swivels verkrijgbaar in 22 mm binnendiameter.

Gesloten systeem zonder uitademopening in de connector.

## **6500 Serie disposable en 7500 Serie re-usable uitvoering**

Oro-Nasal-NIV-Masker: bedoeld om een patiënt interface te bieden voor toepassingen van niet-invasieve beademing. Het masker is bedoeld voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) in ziekenhuizen en andere klinische instellingen als accessoire bij beademingstoestellen met adequate alarm- en veiligheidssystemen voor beademingsfalen en die bedoeld zijn om positieve drukbeademing toe te dienen voor de behandeling van respiratoir falen of respiratoire insufficiëntie.



## **BLAUW CPAP / BiLevel CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) en Bi-Level-beademing.**

Met anti-verstikkingsklep (AAV); de veiligheidsklep gaat open bij een druk lager dan 3 cm H<sub>2</sub>O. Met uitademopening in de connector. Geïntegreerde stille CO<sub>2</sub>-ventilatie en anti-verstikkingsventiel. Slangen met snelsluiting.

## **6600 Serie disposable 7600 Serie uitvoering**

Oro-Nasal CPAP / BiLevel-Masker, dat een passieve uitlaatpoort met continue flow bevat. Het is ideaal voor gebruik in een thuisituatie. Daarnaast is het bedoeld voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) in verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere klinische omgevingen met CPAP / BiLevel-machines voor obstructieve slaapapneu-behandeling en voor gebruik met andere soortgelijke toestellen gebruikmakend van configuratie met masker uitlaatpoort met een minimum van 3 cm H<sub>2</sub>O druk op masker.



## **GEEL BiLevel-beademing en andere NIV-modi die één anti-verstikkingsklep vereisen.**

Met anti-verstikkingsklep (AAV), de veiligheidsklep gaat open bij een druk lager dan 3 cm H<sub>2</sub>O. Zonder uitademopening in de connector. Geïntegreerde functie voor anti-verstikking. Quick release-slangfunctie.

## **6700 disposable en 7700 serie uitvoering uitvoering**

Oro-Nasal BiLevel-Masker, dat GEEN passieve uitlaatpoort met continue flow heeft. Het is bedoeld voor gebruik bij volwassenen (> 30 kg) in ziekenhuizen en andere klinische omgevingen met BiLevel-machines voor obstructieve slaapapneu-behandeling en voor gebruik met andere soortgelijke beademingstoestellen die een uitlaatpoort in het circuit hebben in plaats van het masker en minimum 3 cm H<sub>2</sub>O druk bieden op het masker.

<b>GROEN N.I.V. Non-invasieve Beademing 22 mm ID (Female)</b>	<b>Large</b>	<b>Medium</b>	<b>Small</b>	<b>Extra-Small</b>	<b>Petite</b>
<b>6500 V2™ disposable</b>	23113530	23113531	23113532	23113533	23113534
<b>7500 V2™ reusable</b>	23113510	23113511	23113512	23113513	23113514

<b>BLAUW CPAP / BiLevel CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) &amp; Bi-Level-beademing 22mm OD (Male)</b>	<b>Large</b>	<b>Medium</b>	<b>Small</b>	<b>Extra-Small</b>	<b>Petite</b>
<b>6600 V2™ disposable</b>	23113555	23113556	23113557	23113558	23113559
<b>7600 V2™ reusable</b>	23113485	23113486	23113487	23113488	23113489

<b>GEEL BiLevel-beademing en andere NIV-modi die één antiverstikkingsklep vereisen. 22mm ID</b>	<b>Large</b>	<b>Medium</b>	<b>Small</b>	<b>Extra-Small</b>	<b>Petite</b>
<b>6700 V2™ disposable (Female)</b>	23113550	23113551	23113552	23113553	23113554
<b>7700 V2™ reusable</b>	23113500	23113501	23113502	23113503	23113504

\* de maatvoering voor HRI maskers wijkt af van de maatvoering van andere aanbieders. Gebruik de sizing gauze bij de keuze voor de juiste maat.


### Metro Seal™

De Metro Seal is bedoeld voor gebruik met elk Hans Rudolph oro-nasaal masker van elk formaat wanneer het nodig is om een accessoireslang (12 tot 18 French) onder het masker door te voeren en vast te zetten aan de neus- of orale openingen van de patiënt van ergens buiten het masker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan neussondes of slokdarm balloncatheters etc.




- Een uniek systeem voor een lekvrij gebruik van naso-maagslangen.
- Afgeleid van de praktijk en ontwikkeld in nauwe samenwerking met intensive care-specialisten en verpleegkundigen.
- De bijbehorende maskers omvatten toepassingen voor enkelvoudige en bilevel CPAP, niet-invasieve beademing en andere klinische of onderzoeksomgevingen door individuen
- Wereldwijd uniek product
- Zorgt voor een afdichting tussen het masker, maagsonde en de huid van de patiënt
- Disposable
- Eenmalig gebruik
- Huidvriendelijke kleefstof
- Thermoplastisch elastomeer
- Zekering sonde – en luchtafsluiting
- Wordt schoon en niet-steriel geleverd

**Wilt u meer informatie of uw medewerkers kosteloos trainen?  
Neem contact op met het Customer Service Team van  
MC Europe. Ze helpen u graag verder!**

 Flight Forum 1500, 5657 EZ Eindhoven

 +31 (0)85-487 21 21

 info@mc-europe.be



 [www.mc-europe.be](http://www.mc-europe.be)