



À propos

Flow-Safe II® est un dispositif CPAP à usage unique avec manomètre intégré pour la vérification des pressions.

Avantages

- Débit de 15 l/min génère une pression CPAP de 10 cm H₂O
- Pression CPAP constante
- Manomètre à usage unique
- Soupape de surpression (25cm H₂O)
- Masque VNI oro-nasal avec coussinets frontaux réglables et clips d'ajustement
- Compatible avec nébuliseur
- Possibilité de capnographie
- Filtre viral/bactérien (en option)
- Dispositif compact et léger (<300 g)

Flow-Safe II®
(5/Box)



Flow-Safe II®
With Child Mask
(5/Box)



Application Clinique

- Dispositif CPAP d'aide respiratoire pour les patients en ventilation spontanée
- Adapté à l'utilisation préhospitalière et aux urgences
- Connecter simplement le dispositif au débitmètre et régler la CPAP par le débit
- Simplicité d'application et apprentissage rapide
- Dispositif conçu pour les cas cliniques où la thérapie CPAP est appropriée
- Compact et léger (pas de composant à monter)
- Manomètre à code couleur permettant la vérification de la pression CPAP
- Harnais de fixation confortable avec clips à déconnexion rapide pour un accès facile au visage du patient
- Coussinet frontal réduisant la pression cutanée sur la racine du nez et facilement ajustable
- Tableau des débits/pressions disponible sur tous les dispositifs

Mercury Medical®
Superior Solutions

Over 60 Years of Medical Device Sales and Development
Dedicated to delivering clinically differentiated critical care technology that saves lives throughout the world.

internationalcustomerservice@mercurymed.com
www.mercurymed.com